


HOLTER NA MONITOROVÁNÍ EKG

- V průběhu nošení HOLTERU zachovejte běžný denní režim
- S přístrojem se **NEMŮŽETE** koupat
- Do patientského deníku zaznamenejte všechny léky, které trvale užíváte
- Zapište čas, kdy jdete spát a kdy vstáváte (případně, jak jste spali – zda špatně nebo dobře)
- Zaznamenejte do deníku všechny vaše obtíže
- Budete-li chtít zaznamenat „událost“ – při pocitu nevolnosti, bušení srdce aj., stiskněte 1x tlačítko uprostřed přístroje
- Můžete do patientského deníku zapsat čas, kdy se tak stalo
- Kabely jsou nacvaknuty na patent elektrody, pokud se uvolní, nacvakněte je zpět na příslušnou elektrodu


Rev. 2/2020

Pacientský kabel 2 (2 kanály, 5 svodů)



Kabel 2: červená (1), žlutá (2), bílá (3), zelená (4), černá (5)

Pacientský kabel 3 (3 kanály, 7 svodů)



Kabel 3: červená (1), žlutá (2), modrá (3), oranžová (4), zelená (5), bílá (6), černá (7)