

Live ECG HOLTER NA MONITOROVÁNÍ EKG

- V průběhu nošení HOLTRU zachovejte běžný denní režim
- S přístrojem se NEMŮŽETE koupat
- Do patientského deníku zaznamenejte všechny léky, které trvale užíváte
- Zapište čas, kdy jdete spát a kdy vstáváte (případně, jak jste spali – zda špatně nebo dobře)
- Zaznamenejte do deníku všechny vaše obtíže
- HOLTER je nacvaknutý na 4 patenty elektrody, pokud se uvolní, nacvakněte je zpět
- Pokud budete vyměňovat nalepovací elektrodu, po odstranění předchozí nalepte nejdříve pečlivě novou elektrodu a teprve potom nacvakněte HOLTER na všechny 4 patenty

Rev. 7/2019